

Кроличьи Моноклональные Антитела Против Мышиных H-2Kd/H-2Dd Для Проточной Цитометрии - P01902 / P01900

Артикул: CM0010340



введение

Конъюгированные с кроличьи моноклональные антитела, направленные против молекул МНС класса I мыши H-2Kd/H-2Dd. Валидированы для проточной цитометрии, подходят для иммунологических исследований презентации антигенов и иммунного ответа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кролик anti-Mouse H-2Kd/H-2Dd мАт
Примечания/Псевдоним	H2-D1, H-2D; H2-K1, H-2K, H2-K
Вид	Мышь
GeneID	14972/14964
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 26-301 мышиных H-2Kd/H-2Dd (NP_612564.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P01902/P01900
Молекулярный вес белка	41 кДа
Доставка	Сумка со льдом