

, Кроличье Моноклональное Антитело Против I-A Мыши Для Fc - P14483

Артикул: CM0012374



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело против антигена I-A (H-2I) MHC класса II мыши, валидированное для проточной цитометрии. Специфично для мыши, подходит для иммунологических исследований презентации антигенов и адаптивного иммунитета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	, кроличье моноклональное антитело против I-A мыши
Примечания/синонимы	H-2I; I-Ad, -Ed; аллоантигены MHC класса II I-Eb и I-Ek; антиген Ia; MHC II
Вид	Мышь
GeneID (человек)	474382
GeneID	14961
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 30-219 H2-Ab1 мыши (NP_996988.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрёстная реактивность	Мышь
SWISS	P14483
Молекулярная масса белка	30 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом