


Кроличье Моноклональное Антитело Против Мышиного I-A Для Fc - P14483

Артикул: CM0005772



введение

-конъюгированное кроличье моноклональное антитело, специфичное к мышиным I-A MHC класса II аллоантигенам (H2-Ab1).

Валидировано для проточной цитометрии, распознает внеклеточный домен. UniProt: P14483.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье анти-мышиное I-A mAb
Примечания/Альтернативные названия	H-2I; I-Ad, -Ed; I-Eb и I-Ek MHC класса II аллоантигены; Ia Ag; MHC II
Вид	Мышь
GeneID (человек)	474382
GeneID	14961
Иммуноген	Рекомбинантный белок; Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 30-219 мышиного H2-Ab1 (NP_996988.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P14483
Молекулярная масса белка	30 кДа
Доставка	В термосумке со льдом