

Кроличье Моноклональное Антитело К Мышиному Icos/Cd278 Для Проточной Цитометрии — Q9Wvs0

Артикул: CM0008609

введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело к мышиному ICOS/CD278, специально валидированное для проточной цитометрии. Реагирует с мышиным белком. Идеально подходит для изучения костимуляции Т-клеток, иммунных ответов и взаимодействия Т- и В-клеток. UniProt: Q9WVS0.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	кроличье антитело к мышиному ICOS/CD278, мКА
Примечания/алиасы	H4; CCLP; AILIM; CRP-1; Ly115
Вид	Мышь
ID гена (Мышь)	54167
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 21-142 мышиноного ICOS/CD278 (NP_059508.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (Проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q9WVS0
Молекулярная масса белка	22 Кда
Доставка	Холодильный пакет