

## Кроличье Моноклональное Антитело Против Icos/Cd278 Мыши Для Проточной Цитометрии — Q9Wvs0

Артикул: CM0006177

### введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело, нацеленное на ICOS/CD278 мыши и валидированное для проточной цитометрии. Ко-стимулирующий рецептор, критически важный для ответов Т-клеток и переключения классов антител.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|
| Название продукта         | Кроличье моноклональное антитело против ICOS/CD278 мыши |
| Примечания/псевдонимы     | H4; CCLP; AILIM; CRP-1; Ly115                           |
| Вид                       | Мышь                                                    |
| GeneID (человек)          | 29851                                                   |
| GeneID                    | 54167                                                   |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный белок                                    |
| Источник                  | Кролик                                                  |
| Категория                 | Моноклональные антитела                                 |
| Применение                | FC                                                      |
| Перекрёстная реактивность | Мышь                                                    |
| SWISS                     | Q9WVS0                                                  |
| Молекулярная масса белка  | 22 кДа                                                  |
| Условия транспортировки   | Пакет со льдом                                          |