

## Кроличыи Моноклональные Антитела Против Мышиного Icos/Cd278 Для Проточной Цитометрии - Q9Wvs0

Артикул: CM0010145

### введение

Конъюгированные с кроличьи моноклональные антитела, направленные против мышиного ICOS/CD278, для проточной цитометрии. Обнаруживают ключевой костимулирующий рецептор Т-клеток, участвующий в иммунном ответе. Перекрестная реакция с мышью. Молекулярная масса белка ~22 кДа. Q9WVS0.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                                                 |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | Кролик против мыши ICOS/CD278 мАт                                                                                                                        |
| Примечания/Псевдонимы     | H4; CCLP; AILIM; CRP-1; Ly115                                                                                                                            |
| Вид                       | Мышь                                                                                                                                                     |
| GeneID (Человек)          | 29851                                                                                                                                                    |
| GeneID (Мышь)             | 54167                                                                                                                                                    |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный белок/Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 21-142 мышиного ICOS/CD278 (NP_059508.2) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                                                   |
| Категория                 | Моноклональные антитела                                                                                                                                  |
| Применение                | Проточная цитометрия                                                                                                                                     |
| Перекрестная реактивность | Мышь                                                                                                                                                     |
| SWISS                     | Q9WVS0                                                                                                                                                   |
| Молекулярная масса белка  | 22 кДа                                                                                                                                                   |
| Доставка                  | Сумка со льдом                                                                                                                                           |