

Кроличье Моноклональное Антитело Против Мышиного Icos/Cd278 Для Проточной Цитометрии - Q9Wvs0

Артикул: CM0004867

введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело, нацеленное на мышиный ICOS/CD278, валидировано для проточной цитометрии. Идеально подходит для изучения костимуляции Т-клеток, иммунных ответов и взаимодействий Т- и В-клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье антимышиное моноклональное антитело к ICOS/CD278
Примечания/Альтернативные названия	H4; CCLP; AILIM; CRP-1; Ly115
Вид	Мышь
Gene ID (Человек)	29851
Gene ID	54167
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 21-142 мышиного ICOS/CD278 (NP_059508.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q9WVS0
Молекулярная масса белка	22 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом