

Кроличьи Моноклональные Антитела Против Мышиного Ifn-Гамма Для Проточной Цитометрии (Внутриклеточно) - P01580

Артикул: CM0010520

введение

Конъюгированные с кроличьи моноклональные антитела, специфичные к мышиному интерферону гамма (IFNG, P01580). Разработаны для внутриклеточной проточной цитометрии, перекрестно реагируют с мышью и поддерживают иммунологические исследования.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кролик против мышиного IFN-гамма мАт
Примечания/Псевдонимы	Ifg; If2f; IFN-g
Вид	Мышь
GeneID (Человек)	3458
GeneID	15978
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-155 мышиного IFN-гамма (NP_032363.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (внутриклеточно)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P01580
Молекулярный вес белка	18 кДа
Доставка	В ледяном пакете