

Кроличье Моноклональное Антитело Против Мышиного Ifn-Гамма Для Проточной Цитометрии (Внутриклеточное) - P01580

Артикул: CM0012349

введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело против мышиного IFN-гамма для внутриклеточной проточной цитометрии. Специфичное к мышиному IFN-гамма, это антитело поддерживает иммунологические исследования и разработку диагностических средств.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье антитело против мышиного IFN-гамма (mAb)
Примечания/Альтернативные названия	Ifg; If2f; IFN-g
Вид	Мышь
GeneID (Человек)	3458
GeneID	15978
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный химерный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-155 мышиного IFN-гамма (NP_032363.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (внутриклеточная, FC (intra))
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P01580
Молекулярная масса белка	18 кДа
Условия доставки	В термосумке со льдом