

Кролик Анти-Мышь IgA (Fc) Мат

Артикул: CM0004996

введение

Моноклональное кроличье антитело, конъюгированное с , нацеленное на мышиный IgA (Fc-область). Разработано для внутриклеточной проточной цитометрии (FC). Валидировано на образцах мышей с использованием рекомбинантного иммуногена, охватывающего аминокислоты 99-344. Идеально подходит для исследований слизистого иммунитета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Детали
Название продукта	Кролик анти-Мышь IgA (Fc) мат
Вид	Мышь
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 99-344 мышиного IgA
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (внутриклет.)
Перекрестная реактивность	Мышь
Доставка	Сумка со льдом