

Кроличье Моноклональное Антитело Против Мышиного IgA (Fc)

Артикул: CM0004781

введение

Высококачественное конъюгированное с кроличье моноклональное антитело, специфически распознающее Fc-регион мышиного IgA. Идеально подходит для внутриклеточной проточной цитометрии (FC intra) в исследованиях иммунологии и мукозального иммунитета. Надежный сырьевой материал для ИВД от CamelBio.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Наименование продукта	Кроличье антитело против мышиного IgA (Fc) mAb
Вид	Мышь
Иммуноген	Рекомбинантный белок-фузион, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 99-344 мышиного IgA
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (intra)
Перекрестная реактивность	Мышь
Условия отгрузки	В пакете со льдом