


Кроличья Моноклональная Антитело К Мышиным IgE, Конъюгированная , Для Проточной Цитометрии - P06336

Артикул: CM0005253



введение

Конъюгированная с кроличья моноклональная антитело, направленная на константную область мышиных IgE. Подходит для внутриклеточной проточной цитометрии. Специфически реагирует с мышиными IgE. Молекулярная масса примерно 47 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Кроличья моноклональная антитело к мышиным IgE
Примечания/Альтернативные названия	IGHE, константная область эpsilon-цепи Ig
Вид	Мышь
Иммуноген	Рекомбинантный слиянный белок, содержащий последовательность аминокислот 83-421 мышиных IgE (P06336)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦ (внутриклеточное)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P06336
Молекулярная масса белка	47 кДа
Доставка	Холодовой пакет