


Кроличье Моноклональное Антитело Против Мышиного IgE Для Проточной Цитометрии (Внутриклеточное) - P06336

Артикул: CM0011739



введение

Кроличье моноклональное антитело, конъюгированное с и нацеленное на константную область тяжелой цепи мышиного IgE. Валидировано для внутриклеточной проточной цитометрии. Идеально подходит для детекции экспрессирующих IgE В-клеток и плазматических клеток в мышиных моделях аллергии и иммунитета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье антитело против мышиного IgE (мкАТ)
Примечания/Альтернативные названия	IGHE, Ig epsilon chain C region
Вид	Мышь
Иммуноген	Рекомбинантный белок; Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 83-421 мышиного IgE (P06336)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (внутриклеточная)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P06336
Молекулярная масса белка	47 кДа
Условия доставки	В термopakете со льдом