


Кроличье Моноклональное Антитело Против Мышиного Ige Для Проточной Цитометрии (Внутриклеточное) - P06336

Артикул: CM0008960



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело против константной области мышиного IgE (P06336). Валидировано для внутриклеточной проточной цитометрии. Подходит для изучения IgE-опосредованного иммунитета при аллергических и паразитарных заболеваниях.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье антитело против мышиного IgE, моноклональное
Примечания/Альтернативные названия	IGHE, C-область эпислон-цепи Ig
Вид	Мышь
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 83-421 мышиного IgE (P06336).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (внутриклеточная)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P06336
Молекулярная масса белка	47 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом