

Кроличье Моноклональное Антитело Anti-Mouse IgG1 Для Fc — P01868

Артикул: CM0011425



введение

Моноклональное кроличье антитело anti-Mouse IgG1 для проточной цитометрии. Иммуногеном служит рекомбинантный белок, антитело специфично к мышинному IgG1. Идеально подходит для разработки диагностических тестов и научных исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело anti-Mouse IgG1
Примечания/альтернативное название	IgG1
Вид	Мышь
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 98-324 мышинного IgG1 (P01868)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрёстная реактивность	Мышь
SWISS	P01868
Молекулярная масса белка	36 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом