


Кроличьи Моноклональные Антитела Против Мышиных IgG1 Для Проточной Цитометрии - P01868

Артикул: CM0009721



введение

Конъюгированные с кроличьи моноклональные антитела, направленные на константную область мышиных IgG1. Валидированы для проточной цитометрии (FC) с образцами мышей. Идеально подходят для изотип-специфического обнаружения в иммунологических исследованиях и разработке диагностических тестов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кролик против мышиных IgG1 мАт
Примечания/Псевдоним	IgG1
Вид	Мышь
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 98-324 мышиного IgG1 (P01868)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P01868
Молекулярный вес белка	36 кДа
Доставка	Сумка со льдом