


Моноклональное Антитело Кролика Против Мышиного IgG1, Меченное , Для Проточной Цитометрии — P01868

Артикул: CM0006003



введение

Высокоаффинное моноклональное антитело кролика против мышиного IgG1, конъюгированное с красителем , предназначенное для проточной цитометрии (ПЦ). Иммуноген получен рекомбинантным способом и нацелен на константный регион, валидирован для работы с мышиными образцами.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело кролика против мышиного IgG1, меченное
Примечания/псевдоним	IgG1
Вид реагирования	Мышь
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотным остаткам 98-324 мышиного IgG1 (P01868)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦ (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P01868
Молекулярная масса белка	36 кДа
Доставка	С ледяным пакетом