

Моноклональное Антитело Кролика Против Мышиного IgG2b Для Fc — P01867-2

Артикул: CM0008741

введение

Моноклональное антитело кролика, конъюгированное с , направленное против мышиного IgG2b (Igh-3). Валидировано для проточной цитометрии (FC) на образцах мыши. Идеально подходит для иммунного профилирования и определения изотипов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело кролика против мышиного IgG2b
Примечания/синонимы	IgG2b, Igh-3, gamma2b
Вид	Мышь
GeneID	16016
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 14–113 мышиного IgG2b (P01867-2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрёстная реактивность	Мышь
SWISS	P01867-2
Молекулярная масса белка	37 кДа
Условия доставки	Пакет со льдом