

Кролик Анти-Мышь Igm Мат - P01872

Артикул: CM0010872



введение

Моноклональное антитело кролика, конъюгированное с , направленное против константной области тяжелой цепи IgM мыши. Валидировано для проточной цитометрии (FC) детекции В-клеток, экспрессирующих IgM мыши, поддерживая исследования иммуноглобулинов и гуморального иммунитета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кролик анти-Мышь IgM МАТ
Примечания/Псевдоним	Igm; muH; Igh6; Igh-6; Igh-M
Вид	Мышь
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 105-454 IgM мыши (P01872)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P01872
Молекулярный вес белка	50кДа
Доставка	Сумка со льдом