

Моноклональное Антитело Кролика Против Мышиного IgM Для Проточной Цитометрии Fc - P01872

Артикул: CM0011759



введение

Моноклональное антитело кролика против мышиного IgM для проточной цитометрии (FC), нацеленное на константный регион IgM (Igh6). Реагирует с мышиными образцами. Идеально подходит для иммунофенотипирования В-клеток и исследований гуморального иммунитета. CamelBio поставляет валидированные сырьевые материалы для IVD.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело кролика против мышиного IgM
Примечания/Альтернативные названия	Igm; muH; Igh6; Igh-6; Igh-M
Вид	Мышь
Иммуноген	Рекомбинантный белок(Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 105–454 мышиного IgM (P01872).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P01872
Молекулярная масса белка	50 кДа/53 кДа
Доставка	С использованием охлаждающего пакета