

Кроличыи Моноклональные Антитела Против Мышиного IgM Для Проточной Цитометрии - P01872

Артикул: CM0009835



введение

Конъюгированные с кроличьи моноклональные антитела против мышиного IgM, валидированные для проточной цитометрии (FC) у мышей. Рекомбинантный иммуноген охватывает аминокислоты 105-454 константной области тяжелой цепи IgM (P01872). Идеально подходят для иммунотипирования В-клеток и исследований гуморального иммунитета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Rabbit anti-Mouse IgM mAb
Примечания/Псевдонимы	Igm; muH; Igh6; Igh-6; Igh-M
Вид	Мышь
Имуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 105-454 мышиного IgM (P01872)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P01872
Молекулярная масса белка	50кДа/53кДа
Доставка	С ледяным пакетом