

Кроличыи Моноклональные Антитела Против Мышиного IgM Для Проточной Цитометрии - P01872

Артикул: CM0004874



введение

Конъюгированные с кроличьи моноклональные антитела, направленные на константную область тяжелой цепи мышиного IgM (P01872), валидированные для проточной цитометрии. Идеально подходят для иммунотипирования В-клеток, изучения иммунного ответа и исследований слизистого иммунитета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кролик anti-Mouse IgM mAb
Примечания/Псевдонимы	Igm; muH; Igh6; Igh-6; Igh-M
Вид	Мышь
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 105-454 мышиного IgM (P01872)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P01872
Молекулярный вес белка	50кДа
Доставка	Ледяной пакет