

Моноклональное Антитело Кролика Против Мышиного Igm, Меченное , Для Проточной Цитометрии — P01872

Артикул: CM0004306



введение

Конъюгированное с моноклональное антитело кролика против константной области тяжелой цепи мышиного IgM (P01872), предназначенное для проточной цитометрии. Специфично к мышиным антигенам, подходит для исследований В-клеток и гуморального иммунитета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело кролика против мышиного IgM, меченное
Примечания/Синонимы	Igm; muH; Igh6; Igh-6; Igh-M
Вид антигена	Мышь
Иммуноген	Рекомбинантный белок, содержащий последовательность аминокислот 105–454 мышиного IgM (P01872)
Источник продуцирования	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P01872
Молекулярная масса белка	50 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с аккумуляторами холода