


Кроличье Моноклональное Антитело Против Мышиного IL-12 P40 Для Проточной Цитометрии (Внутриклеточное) - P43432

Артикул: CM0010852



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело против мышиного IL-12 p40, валидированное для внутриклеточной проточной цитометрии. Распознает субъединицу p40, общую для IL-12 и IL-23, ключевых регуляторов иммунитета и воспаления.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье анти-мышиное IL-12 p40 mAb
Примечания/Альтернативные названия	p40; IL-12b; IL12p40; IL-12p40
Вид	Мышь
GeneID (Человек)	3593
GeneID	16160
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 23-335 мышиного IL-12 p40 (NP_001290173.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (внутриклеточная)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P43432
Молекулярная масса белка	38 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом