

Кроличыи Моноклональные Антитела Против Мышиного IL-13 Для Внутриклеточной Проточной Цитометрии - P20109

Артикул: CM0004134

введение

Конъюгированные с кроличьи моноклональные антитела, направленные против мышиного IL-13, валидированные для внутриклеточной проточной цитометрии. Реагируют с мышами, цитокин массой 14 кДа, участвующий в аллергическом воспалении и иммунном ответе. Идеально подходят для иммунологических исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кролик anti-Mouse IL-13 МАт
Примечания/Псевдоним	IL-13
Вид	Мышь
GeneID (человек)	3596
GeneID	16163
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 20-131 мышиного IL-13 (NP_032381.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦ (внутриклет.)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P20109
Молекулярный вес белка	14кДа
Доставка	Сумка со льдом