

Кроличье Моноклональное Антитело Против Мышиного IL-17A Для Проточной Цитометрии - Q62386

Артикул: CM0011344

введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело против мышиного IL-17A, валидировано для внутриклеточной проточной цитометрии. Распознает цитокин массой 18 кДа, подходит для исследования Th17 и врожденного иммунитета в мышиных образцах.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье антитело против мышиного IL-17A mAb
Примечания/Алиасы	IL17; Ctlα8; IL-17; Ctlα-8; IL-17A
Вид	Мышь
GeneID (Человек)	3605
GeneID	16171
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный химерный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 26-158 мышиного IL17A. (NP_034682.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦ (внутрикл.)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q62386
Молекулярная масса белка	18 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом