

Кролик Анти-Мышиний IL-9 Мат - P15247

Артикул: CM0004923



введение

Моноклональное кроличье антитело, конъюгированное с , против мышиногo интерлейкина-9 (IL-9, P40) для внутриклеточной проточной цитометрии. Валидировано для образцов мыши; нацеливается на ключевой цитокин Th2, участвующий в иммунном ответе и дифференцировке тучных клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кролик анти-Мышиний IL-9 МАТ
Примечания/Псевдоним	P40; IL-9
Вид	Мышь
ID гена (Человек)	3578
ID гена	16198
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 19-114 мышиногo IL-9 (NP_032399.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (внутриклет.)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P15247
Молекулярная масса белка	16кДа
Доставка	Сумка со льдом