

Кроличыи Моноклональные Антитела Против Мышиного IL1R1/Cd121A - P13504

Артикул: CM0008246

введение

Конъюгированные с кроличьи моноклональные антитела против мышиного IL1R1/CD121a. Валидированы для проточной цитометрии (FC). Специфически реагируют с рецептором IL-1 типа 1 мыши. Идеально подходят для иммунологических и исследований нейровоспаления.

[Узнать больше](#)

Спецификация	Детали
Название продукта	Кроличыи моноклональные антитела против мышиного IL1R1/CD121a
Примечания/Псевдонимы	IL-iR; CD121a; CD121b; IL-1R1; IL1r-1; IL-1R-1; IL-1RT1; IL-1RT-1; IL-1R-alpha
Вид	Мышь
GeneID (человек)	3554
GeneID	16177
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 20-338 мышиного IL1R1/CD121a (NP_032388.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P13504
Молекулярный вес белка	67кДа
Доставка	Сумка со льдом