

Кроличье Моноклональное Антитело Против Мышиного IL1R1/Cd121A Для Проточной Цитометрии - P13504

Артикул: CM0010088

введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело против мышиного рецептора интерлейкина-1 типа 1 (IL1R1/CD121a) для проточной цитометрии. Валидировано на мышиных образцах. Идеально подходит для исследований сигналинга IL-1 и иммунологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье анти-мышиное IL1R1/CD121a mAb
Примечания/Альтернативные названия	IL-iR; CD121a; CD121b; IL-1R1; IL1r-1; IL-1R-1; IL-1RT1; IL-1RT-1; IL-1R-альфа
Вид	Мышь
GeneID (Человек)	3554
GeneID	16177
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 20-338 мышиного IL1R1/CD121a (NP_032388.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P13504
Молекулярная масса белка	67 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом