

Кроличье Моноклональное Антитело Против Мышиного IL22 Для Внутриклеточной Проточной Цитометрии - Q9Jjy9

Артикул: CM0009621



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело, специфичное к мышиному IL-22, валидировано для внутриклеточной проточной цитометрии (FC intra). Идеально подходит для исследований передачи сигналов цитокинов, регенерации тканей и воспалительных реакций.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье антитело против мышиного IL22 mAb
Примечания/Альтернативные названия	IL-22; If2b1; Iltif; IL-22a; ILTIFa
Вид	Мышь
ID гена (Человек)	50616
ID гена (Мышь)	50929
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (intra)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q9Jjy9
Молекулярная масса белка	20 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом