

Моноклональное Антитело Кролика К Мышиному IL22 Для Внутриклеточной Проточной Цитометрии — Q9Jjy9

Артикул: CM0009506



введение

Конъюгированное с моноклональное антитело кролика против мышиного IL22, валидированное для применения в методе внутриклеточной проточной цитометрии. Идеально подходит для исследования опосредованной IL-22 регенерации эпителия, барьерной функции и воспалительных реакций.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело кролика к мышиному IL22
Примечания/алиасы	IL-22; If2b1; Iltif; IL-22a; ILTIFa
Вид	Мышь
GeneID (человек)	50616
GeneID	50929
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 34–179 мышиного IL22 (NP_058667.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Внутриклеточная проточная цитометрия (FC intra)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q9JjY9
Молекулярная масса белка	20 кДа
Доставка	Сумка-холодильник