

Кролик Противомышиный Моноклональный Антитело К Интегрину Альфа 1/Cd49A Для Проточной Цитометрии - Q3V3R4

Артикул: CM0011060

введение

Конъюгированное с кроличье противомышиное моноклональное антитело к интегрину альфа 1/CD49a для проточной цитометрии. Распознает рецептор ламинина/коллагена, участвующий в клеточной адгезии и регуляции роста. Реагирует с мышью.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кролик противомышиный МАб к интегрину альфа 1/CD49a
Примечания/Псевдоним	Vla1; CD49A; E130012M19Rik
Вид	Мышь
ID гена (Человек)	3672
ID гена	109700
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 29-1141 мышиного интегрин альфа 1/CD49a (NP_001028400.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q3V3R4
Молекулярный вес белка	130кДа
Доставка	Ледяной пакет