

Моноклональное Антитело Кролика К Мышинуму Интегрину Альфа-2/Cd49В, Конъюгированное , Для Проточной Цитометрии — Q62469

Артикул: CM0008013

введение

Высококачественное моноклональное антитело кролика против мышиногo интегрина альфа-2/CD49b (DX5, GPIa), конъюгированное с флуорофором . Валидировано для проточной цитометрии, нацелено на рецептор коллагена, участвующий в клеточной адгезии и миграции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело кролика к мышинуму интегрину альфа-2/CD49b,
Примечания/Алиасы	DX5; GPIa; CD49B
Вид мишени	Мышь
ID гена (человек)	3673
ID гена (мышь)	16398
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий аминокислоты 168-366 мышиногo интегрина альфа-2/CD49b (NP_032422.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦ (Проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q62469
Молекулярная масса белка	129 кДа
Доставка	С ледяным пакетом