

Кроличья Моноклональная Антитела К Мышиному Интегрину Альфа 2/Cd49B, Конъюгированная , Для Проточной Цитометрии — Q62469

Артикул: CM0012642

введение

Конъюгированная кроличья моноклональная антитела к мышиному интегрину альфа 2/CD49b (DX5, GPIa, CD49B). Валидирована для применения в проточной цитометрии (ПЦ). Интегрин альфа-2/бета-1 представляет собой рецептор коллагена, участвующий в клеточной адгезии и организации внеклеточного матрикса.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья моноклональная антитела к мышиному интегрину альфа 2/CD49b, конъюгированная
Примечания/синонимы	DX5; GPIa; CD49B
Вид	Мышь
ID гена (человек)	3673
ID гена (мышь)	16398
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 168–366 мышиного интегрин альфа 2/CD49b (NP_032422.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦ
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q62469
Молекулярная масса белка	129 кДа
Условия доставки	С холодоэлементом