

## Кроличыи Моноклональные Антитела Против Интегрин Альфа-2 Мыши (Cd49B) Для Проточной Цитометрии - Q62469

Артикул: CM0009174

### введение

Кроличыи моноклональные антитела, специфически связывающие интегрин альфа-2 мыши (CD49b), валидированные для проточной цитометрии. Распознают коллагеновый рецептор, играющий важную роль в клеточной адгезии и функции тромбоцитов. Подходят для образцов мыши.

[Узнать больше](#)

| Параметр               | Значение                                                                                                                                        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта      | Кролик против мыши Интегрин альфа 2/CD49b мАт                                                                                                   |
| Примечания/Псевдонимы  | DX5; GPIa; CD49B                                                                                                                                |
| Вид                    | Мышь                                                                                                                                            |
| ID гена (человеческий) | 3673                                                                                                                                            |
| ID гена                | 16398                                                                                                                                           |
| Иммуноген              | Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 168-366 интегрин альфа-2 мыши (CD49b) (NP_032422.2). |
| Источник               | Кролик                                                                                                                                          |
| Категория              | Моноклональные антитела                                                                                                                         |
| Применение             | Проточная цитометрия                                                                                                                            |
| Кросс-реактивность     | Мышь                                                                                                                                            |
| SWISS                  | Q62469                                                                                                                                          |
| Молекулярный вес белка | 129 кДа                                                                                                                                         |
| Доставка               | В ледяном пакете                                                                                                                                |