

Кроличьи Моноклональные Антитела Против Мышиного Jam-1/Cd321 Для Проточной Цитометрии - O88792

Артикул: CM0004681



введение

Конъюгированные с кроличьи моноклональные антитела, направленные против мышиного JAM-1/CD321 (UniProt O88792). Разработанные для проточной цитометрии, эти антитела способствуют исследованиям плотных контактов, трансмиграции лейкоцитов и активации тромбоцитов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи мАб против мышиного JAM-1/CD321
Примечания/Псевдоним	JAM; Jcam; JAM-1; JAM-A; Jcam1; Ly106; ESTM33; 9130004G24; JAM-A/CD321
Вид	Мышь
GeneID (Человек)	50848
GeneID	16456
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 27-242 мышиного JAM-1/CD321 (NP_766235.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	O88792
Молекулярный вес белка	32кДа
Доставка	Сумка со льдом