

Кроличыи Моноклональные Антитела Против Мышиного Jam-1/Cd321 Для Проточной Цитометрии - O88792

Артикул: CM0008138



введение

Конъюгированные с кроличьи моноклональные антитела против мышиного JAM-1/CD321, валидированные для проточной цитометрии (FC). Распознают молекулу плотного контакта массой 32 кДа, участвующую в формировании плотных контактов и трансмиграции лейкоцитов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Детали
Название продукта	Кроличыи мАб против мышиного JAM-1/CD321
Примечания/Псевдонимы	JAM; Jcam; JAM-1; JAM-A; Jcam1; Ly106; ESTM33; 9130004G24; JAM-A/CD321
Вид	Мышь
GeneID (Человек)	50848
GeneID	16456
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 27-242 мышиного JAM-1/CD321 (NP_766235.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	O88792
Молекулярная масса белка	32 кДа
Доставка	Сумка-холодозащитный элемент