

Кроличья Моноклональная Антитело К Мышиному Ki67 - E9Pvx6

Артикул: CM0008343

введение

Высокоспецифичное кроличье моноклональное антитело, нацеленное на мышиный Ki67, конъюгированное с . Валидировано для внутриклеточной проточной цитометрии, является важным маркером пролиферации для исследования клеточного цикла и рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья антитело к мышиному Ki67 mAb
Примечания/Альтернативные названия	Ki67; Ki-67; D630048A14Rik
Вид	Мышь
GeneID (Человек)	4288
GeneID	17345
Иммуноген	Рекомбинантный слиянный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1816-2163 мышиного Ki67 (NP_001074586.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (внутриклеточный)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	E9PVX6
Молекулярная масса белка	351 кДа
Доставка	Ледяной пакет