

Кроличье Моноклональное Антитело Против Мышиного Ki67 Для Проточной Цитометрии (Внутриклеточное) - E9Pvx6

Артикул: CM0012258

введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело против мышиного Ki67, валидированное для внутриклеточной проточной цитометрии. Детектирует маркер пролиферации Ki-67 (351 кДа) в образцах мыши. Идеально для исследований клеточного цикла и пролиферации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье анти-мышиное Ki67 mAb
Примечания/Альтернативные названия	Ki67; Ki-67; D630048A14Rik
Вид	Мышь
GeneID (Человек)	4288
GeneID	17345
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1816-2163 мышиного Ki67 (NP_001074586.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (внутриклеточная)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	E9PVX6
Молекулярная масса белка	351 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом