


Кроличье Моноклональное Антитело Против Мышиного Lamp1/Cd107A Для Проточной Цитометрии - P11438

Артикул: CM0004936



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело против мышиного LAMP1/CD107a для проточной цитометрии. Нацелено на лизосомальный мембранный гликопротеин, участвующий в аутофагии, цитотоксичности NK-клеток и метастазировании. Рекомбинантный иммуноген, соответствующий аминокислотам 208-363.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье mAb против мышиного LAMP1/CD107a
Примечания/Альтернативные названия	P2B; Perk; LGP-A; CD107a; Lamp-1; LGP-120
Вид	Мышь
GeneID (Человек)	3916
GeneID (Мышь)	16783
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 208-363 мышиного LAMP1/CD107a (NP_034814.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P11438
Молекулярная масса белка	43 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом