

Кроличья Моноклональная Антитела Против Мышиного Lamp1/Cd107A Меченная Для Иф/Икк, Пцф - P11438

Артикул: CM0011296



введение

Кроличья моноклональная антитела конъюгированная , нацеленная на мышиный LAMP1/CD107a для иммунофлуоресценции и проточной цитометрии. Идеально подходит для исследований биогенеза лизосом, аутофагии и цитотоксичности НК-клеток. Перекрестно реагирует с мышами.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья моноклональная антитела против мышиного LAMP1/CD107a
Примечания/Псевдонимы	P2B; Perk; LGP-A; CD107a; Lamp-1; LGP-120
Вид	Мышь
GeneID (Человек)	3916
GeneID (Мышь)	16783
Иммуноген	Рекомбинантный слиянный белок, содержащий последовательность аминокислот 208-363 мышиного LAMP1/CD107a (NP_034814.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ИФ/ИКК, ПЦФ
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P11438
Молекулярная масса белка	43 кДа
Доставка	С ледяным пакетом