

Моноклональное Антитело Кролика Против Lamp1/Cd107a Мыши Для If/Icc, Fc — P11438

Артикул: CM0006197



введение

Конъюгированное с моноклональное антитело кролика, нацеленное на LAMP1/CD107a мыши. Валидировано для применения в иммунофлуоресценции и проточной цитометрии, идеально подходит для изучения биологии лизосом, аутофагии и цитотоксичности NK-клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	мАб кролика против LAMP1/CD107a мыши
Примечания/синонимы	P2B; Perk; LGP-A; CD107a; Lamp-1; LGP-120
Вид	Мышь
Идентификатор гена (человек)	3916
Идентификатор гена	16783
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 208–363 LAMP1/CD107a мыши (NP_034814.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	IF/ICC, FC
Перекрёстная реактивность	Мышь
SWISS	P11438
Молекулярная масса белка	43 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом