

Моноклональное Кроличье Антитело К Мышиному Ly-49D, Меченное , Для Проточной Цитометрии — Q60651

Артикул: CM0011832

введение

Конъюгированное с красителем кроличье моноклональное антитело, направленное против мышиного Ly-49D (KLRA4), валидировано для анализа экспрессии рецепторов натуральных киллеров методом проточной цитометрии. Реагирует с мышиным антигеном. Идеально подходит для иммунологических исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к мышиному Ly-49D, меченное
Примечания/Альтернативные названия	Chok; Ly49d; Klra32; Klra33; Ly-49d; ly49r<129>
Вид антигена	Мышь
Идентификатор гена	16635
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислотных остатков 66–263 мышиного Ly-49D (NP_001239506.1).
Источник получения	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Область применения	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q60651
Молекулярная масса белка	31 кДа
Условия доставки	С хладагентом