

Моноклональное Антитело Кролика Против Мышиного Ly-49D Для Проточной Цитометрии - Q60651

Артикул: CM0011613

введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело, нацеленное на мышиный Ly-49D (лектиноподобный рецептор клеток-киллеров 4). Валидировано для проточной цитометрии, идеально подходит для исследований рецепторов НК-клеток и иммунного профилирования.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	кроличье моноклональное антитело против мышиного Ly-49D
Примечания/Алиасы	Chok; Ly49d; Klra32; Klra33; Ly-49d; ly49r<129>
Вид	Мышь
ID гена	16635
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий аминокислоты 66–263 мышиного Ly-49D (NP_001239506.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦ (Проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q60651
Молекулярная масса белка	31 кДа
Доставка	Айс-бокс