

Кроличыи Моноклональные Антитела Против Мышиного Ly-6A/E (Sca-1) Для Проточной Цитометрии - P08648

Артикул: CM0010275



введение

Конъюгированные с кроличьи моноклональные антитела, направленные против мышиного Ly-6A/E (Sca-1), для проточной цитометрии. Валидированы для образцов мыши, идеально подходят для исследований стволовых клеток и иммунологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи моноклональные антитела против мышиного Ly-6A/E (Sca-1)
Примечания/Псевдонимы	TAP; Sca1; Sca-1; Ly-6A.2; Ly-6A/E; Ly-6E.1
Вид	Мышь
Идентификатор гена (GeneID)	110454
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P08648
Молекулярная масса белка	114 кДа
Доставка	Сумка со льдом