

Кроличье Моноклональное Антитело Против Мышиного Ly-6A/E (Sca-1) Для Проточной Цитометрии - P05533

Артикул: CM0011491

введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело против мышиного Ly-6A/E (Sca-1), валидированное для проточной цитометрии. Реагирует с мышиным белком. Идеально для исследований стволовых клеток и Т-клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье анти-мышиное Ly-6A/E (Sca-1) mAb
Примечания/Альтернативные названия	TAP; Sca1; Sca-1; Ly-6A.2; Ly-6A/E; Ly-6E.1
Вид	Мышь
GeneID	110454
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 27-111 мышиного Ly-6A/E (Sca-1) (NP_034868.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P05533
Молекулярный вес белка	114 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом