

Кроличье Моноклональное Антитело Против Мышиного Ly-6A/E (Sca-1) Для Проточной Цитометрии - P08648

Артикул: CM0009946



введение

Конъюгированное PerCP/Cyanine5.5 кроличье моноклональное антитело, нацеленное на мышиный Ly-6A/E (Sca-1). Валидировано для проточной цитометрии, реагирует с мышиным белком, 115 кДа. Подходит для исследований стволовых клеток и гемопоэза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PerCP/Cyanine5.5 Кроличье анти-мышиное Ly-6A/E (Sca-1) mAb
Примечания/Альтернативные названия	TAP; Sca1; Sca-1; Ly-6A.2; Ly-6A/E; Ly-6E.1
Вид	Мышь
Gene ID	110454
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 27-111 мышиного Ly-6A/E (Sca-1) (NP_034868.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P08648
Молекулярная масса белка	115 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом