

Кроличье Моноклональное Антитело Против Мышиного Pd-L2/Cd273/B7-Dc Для Проточной Цитометрии - Q9Wul5

Артикул: CM0004794



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело против мышиного PD-L2 (CD273/B7-DC) для проточной цитометрии. Валидируйте экспрессию PD-L2 в исследованиях иммунной толерантности и рака. Специфично для мышиных образцов. - Q9WUL5

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело против мышиного PD-L2/CD273/B7-DC
Примечания/Альтернативные названия	Btdc; B7-DC; PD-L2; F730015O22Rik
Вид	Мышь
ID гена (Человек)	80380
ID гена	58205
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 20-123 мышиного PD-L2/CD273/B7-DC (NP_067371.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q9WUL5
Молекулярная масса белка	28 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом