

Кролик Анти-Мышь Rank/Cd265 Мат Для Пц - O35305

Артикул: CM0004187



введение

Моноклональное кроличье антитело, конъюгированное с , направленное против мышиного RANK/CD265, валидированное для проточной цитометрии (FC). Идеально подходит для изучения остеокластогенеза и взаимодействия иммунных клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кролик анти-Мышь RANK/CD265 мат
Примечания/Псевдоним	OFE; ODFR; Rank; Ly109; mRANK; TRANCE-R
Вид	Мышь
GeneID (Человек)	8792
GeneID	21934
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 31-213 мышиного RANK/CD265 (NP_033425.3)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	O35305
Молекулярный вес белка	67кДа
Доставка	Сумка со льдом