

Моноклональное Антитело Кролик Против Мышиного Rank/Cd265 Для Пцф - O35305

Артикул: CM0008760



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело к мышиному RANK/CD265 (TNFRSF11A) для проточной цитометрии (ПЦФ). Распознает мышиный RANK, необходимый для остеокластогенеза и иммунной регуляции. Валидировано для мышиных образцов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело Кролик против мышиного RANK/CD265
Примечания/Альтернативные названия	OFE; ODFR; Rank; Ly109; mRANK; TRANCE-R
Вид	Мышь
ID гена (человек)	8792
ID гена	21934
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 31-213 мышиного RANK/CD265 (NP_033425.3).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦФ
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	O35305
Молекулярная масса белка	67кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом